



# J556K 自律神経チェッカー



J556K



測定結果画面

## ● 簡単測定


センサーを指先に挟み、1分間の測定で結果が出ます

## ● ストレス、自律神経の活性度の測定

ストレス度、自律神経の活性度、脈拍数を数値とグラフで表示し、総合評価、推定年齢、脈拍の状態、結果のコメントを表示します

## ● 結果印刷

測定結果は内蔵サーマルプリンタから印刷されます



## ● 主な仕様

- 測定部位 : 指先
- 測定時間 : 1分
- 表示器 : 7インチタッチパネル
- プリンタ : サーマルプリンタ(紙幅58mm)
- 電気定格 : AC100V, 50/60Hz, 50VA(本体DC19V)
- 寸法 : 約W250×H310×D200 mm(突起物除く)
- 質量 : 約5.5kg
- 医療機器申請予定



株式会社ワークジョイ

〒374-0042 群馬県館林市近藤町592-5  
TEL:0276-75-8471 FAX:0276-75-8472  
http://www.workjoy.co.jp  
E-mail : somu@workjoy.co.jp